

РУКОЯТКИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ИРРИГАЦИИ

РУКОЯТКИ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ИРРИГАЦИИ 242-247



ТРУБКИ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ИРРИГАЦИИ, 248-250
ПУНКЦИОННЫЕ КАНЮЛИ
размер 3 – 10 мм














ИГЛЫ И КАНЮЛИ 251



ИЗОГНУТЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ИРРИГАЦИИ
для однопортовой хирургии, см. главу 10

Рукоятки для аспирации и ирригации


Рукоятки	Функция	Совместимость			
		трубки для аспирации и ирригации, размер 3 мм	трубки для аспирации и ирригации, размер 5 мм	трубки для аспирации и ирригации, размер 10 мм	для использования только с наборами трубок фирмы mtp
 30804	для аспирации или ирригации	●	●	—	—
 30805	для аспирации и ирригации	●	●	—	—
 30810	для аспирации и ирригации	●	●	—	—
 37112 A	для аспирации и ирригации	●	●	●	* 
 37113 A	для аспирации и ирригации, с центральным рабочим каналом	●	●	●	* 
 38112 CS	для аспирации и ирригации	●	●	●	* 
НОВИНКА  37112 RV	для аспирации и ирригации	●	●	●	* 

Обратите внимание:

Подробное описание рукояток, см. стр. 243-247


Трубки для аспирации и ирригации 10 мм следует использовать только с рекомендуемыми для них рукоятками, поскольку только они обладают необходимой пропускной способностью.

Рукоятки для аспирации и ирригации



30804

Рукоятка с цилиндрическим клапаном, для аспирации или ирригации, **автоклавизируемая**, для использования с коагуляционно-аспирационными трубками 5 мм и трубками для аспирации и ирригации 3 и 5 мм




30805

Рукоятка с двухходовым краном, для аспирации и ирригации, **автоклавизируемая**, для использования с трубками для аспирации и ирригации 5 мм



30810

Рукоятка, для аспирации и ирригации, **автоклавизируемая**, для использования с коагуляционно-аспирационными трубками 5 мм и трубками для ирригации и аспирации 3 и 5 мм




30811

Набор силиконовых трубок, **автоклавизируемых**, для использования с рукояткой 30810

031132-10*

Набор трубок, одноразовых, стерильных, 10 шт./упаковка, для использования с рукояткой 30810






37112 A

37112 A

Рукоятка, прямая, с зажимным клапаном, для аспирации и ирригации, **автоклавируемая**, для использования с трубками для аспирации и ирригации 3 мм (в сочетании с переходником 26167 A) и трубками для аспирации и ирригации 5 и 10 мм



37113 A

37113 A

Рукоятка, в форме пистолета, с зажимным клапаном, для аспирации и ирригации, **автоклавируемая**, для использования с трубками для аспирации и ирригации 5 и 10 мм с центральным рабочим каналом



37112 RV

новинка 37112 RV

Рукоятка для аспирации и ирригации, прямая, дозировка при помощи роликов, для ирригации и аспирации, **автоклавируемая**

Примечание:

Рукоятки 37112 A, 37113 A и 37112 RV можно использовать с наборами стерильных силиконовых трубок фирмы mtp, см. стр. 245

Специальные трубки для аспирации и ирригации, размер 10 мм, длина 30 см, для использования, с инструментами 5 мм, длина 43 см, через центральный рабочий канал рукоятки 37713 A, см. стр. 249-251

Приборы для использования с рукоятками для аспирации и ирригации, см. главу 20 «ПРИБОРЫ»


Наборы трубок

для использования с рукоятками 37112 А, 37113 А и 37112 RV



031133-10

031133-10* **Набор трубок**, одноразовый, стерильный, 10 шт./упаковка, для использования с рукоятками для аспирации и ирригации 37112 А, 37113 А и 37112 RV



031518-10

031518-10* **Набор трубок с кассетой**, с двумя пункционными канюлями, одноразовый, стерильный, 10 шт./упаковка, для лапароскопии

Примечание: При использовании рукояток 37112 А, 37113 А и 37112 RV в сочетании с набором трубок с кассетой 031518-10 следует дополнительно использовать набор трубок 031134-10. Наборы трубок для приборов более старых моделей можно заказать в фирме mtp.



031134-10

031134-10* **Набор трубок**, одноразовый, стерильный, 10 шт./упаковка, для использования с рукоятками для аспирации и ирригации 37112 А, 37113 А и 37112 RV в сочетании с силиконовой трубкой с внутренним Ø 5 мм со стороны пациента



031219-10

031219-10* **Набор трубок**, с двумя пункционными канюлями, одноразовый, стерильный, 10 шт./упаковка, для использования с рукоятками 37112 А, 37113 А и 37112 RV в сочетании с ENDOMAT® LC

7-111



Обратите внимание:

Наборы стерильных трубок для рукояток 37112 А, 37113 А и 37112 RV можно заказать непосредственно в фирме mtp.

Рукоятка для аспирации и ирригации

по CADIERE

Рукоятка для аспирации и ирригации по CADIERE была разработана специально для точной и аккуратной аспирации, а ее дизайн выполнен по образцу пищевой ручки. Рукоятка была разработана таким образом, чтобы сила аспирации могла дозироваться по желанию пользователя. Таким образом, внимательное обращение с инструментом также способствует аккуратной аспирации.

С усилением давления на кнопку аспирации можно увеличить объем аспирации. Кнопка ирригации легко приводится в действие большим пальцем, она позволяет пользователю осуществлять ирригацию большой мощности.

Преимущества:

- Точная и аккуратная аспирация упрощает выявление очагов скопления крови
- Позволяет осуществлять аспирацию и ирригацию большой мощности
- Эргономичная форма
- Удобное пользование



38112 CS



mtp*

38112 CS

Рукоятка для аспирации и ирригации по CADIERE, с адаптером, для аспирации и ирригации, **автоклавирuemая**, для использования с трубками для ирригации 3 мм, 5 мм и 10 мм с резьбой со стороны инструмента, наборами трубок для ирригации 031118-10 или 031119-10, набором трубок для аспирации 031136-10, а также наборами трубок с замком LUER

Комплектация:

Адаптер*

031135-10*

Адаптер, одноразовый, стерильный, с переходником с замком LUER и оливой трубки для аспирации и ирригации, 10 шт./упаковка, для использования с рукояткой для аспирации и ирригации 38112 C



Примечание:

Рукоятку 38112 CS можно использовать с наборами стерильных силиконовых трубок фирмы mtp, см. стр. 247


Специальные трубки для аспирации и ирригации, размер 10 мм, длина 30 см, для использования с инструментами 5 мм, длина 43 см, через центральный рабочий канал рукоятки 37113 A, см. стр. 249-251

Приборы для использования с рукоятками для аспирации и ирригации, см. главу 20 «ПРИБОРЫ»

Компоненты/Запасные части, см. главу 21

Наборы трубок

для использования с рукояткой 38112 CS



031518-10


031518-10* **Набор трубок с кассетой**, с двумя пункционными канюлями, одноразовый, стерильный, 10 шт./упаковка, для лапароскопии

Примечание: Наборы трубок для приборов более старых моделей можно заказать в фирме mtp*.



031119-10

031119-10* **Набор трубок**, с двумя пункционными канюлями, одноразовый, стерильный, для ирригации, 10 шт./упаковка, для использования с ENDOMAT® LC



031136-10

031136-10* **Адаптер и аспирационная трубка**, с разъемом с замком LUER и оливой трубки, одноразовые, стерильные, 10 шт./упаковка, для использования с рукояткой для аспирации и ирригации 38112 C

7-11z



Обратите внимание:

Наборы стерильных трубок для рукоятки 38112 SC можно заказать непосредственно в фирме mtp.


Трубки для аспирации и ирригации


slimline

XS

размер 3,5 мм

Операционные инструменты, **длина 20 и 36 см**, для использования с **троакарами размером 3,5 мм**


длина	инструмент
20 см	
36 см	





дистальный конец	инструмент
	НОВИНКА 26167 ANS
	НОВИНКА 26167 ANL
	Трубка для аспирации и ирригации, с боковыми отверстиями, для использования с рукоятками для ирригации и аспирации

размер 5 мм

Операционные инструменты, **длина 30 и 36 см**, для использования с **троакарами размером 6 мм**

Операционные инструменты, **длина 43 см**, для использования с оптикой со встроенным рабочим каналом, а также с **троакарами размером 6 мм**

длина	инструмент
30 см	
36 см	
43 см	

дистальный конец	инструмент
	37260 LH
	37360 LH
	37460 LH
	37360 SC
	Трубка для аспирации и ирригации
	37360 PB
	Трубка для аспирации и ирригации, с защитным наконечником
	37360 CP
	Трубка для аспирации и ирригации, для пункции и аспирации кист

Обратите внимание:

Рукоятки для использования с трубками для аспирации и ирригации, см. стр. 242-247


Приборы для использования с рукоятками для аспирации и ирригации, см. главу 20, «ПРИБОРЫ»




Трубки для аспирации и ирригации

размер 5 мм

Операционные инструменты, **длина 20 и 36 см**, для использования с троакарами размером **6 мм**

Операционные инструменты, **длина 43 см**, для использования с оптикой со встроенным рабочим каналом, а также с троакарами размером **6 мм**

длина	инструмент
30 см	
36 см	
43 см	

дистальный конец	инструмент
	26172 BN
	26173 BN
	26174 BN
	26173 BL
	26173 BK


Трубка для аспирации и ирригации, матированная поверхность, с боковыми отверстиями, с двухходовым краном для работы одной рукой


Трубка для аспирации и ирригации, матированная поверхность, с двухходовым краном для работы одной рукой, с двумя гнездовыми переходниками с замком LUER

Трубка для аспирации и ирригации, матированная поверхность, с защитным наконечником, с двухходовым краном для работы одной рукой

размер 10 мм

Операционные инструменты, **длина 36 см**, для использования с троакарами размером **11 мм**

длина	инструмент
36 см	

дистальный конец	инструмент
	37560 LH

Трубка для аспирации и ирригации, с боковыми отверстиями

Обратите внимание:

Рукоятки для использования с трубками для аспирации и ирригации, см. стр. 242-247

Приборы для использования с рукоятками для аспирации и ирригации, см. главу 20, «ПРИБОРЫ»

Трубки для аспирации и ирригации

размер 10 мм

Операционные инструменты, длина 36 см,
для использования с троакарами размером 11 мм




26120 S



26120 S

Асцитная аспирационная трубка,
размер 10 мм, длина 36 см



28175 YR



28175 YR

Трубка для аспирации и ирригации по OLSEN,
с защитным наконечником, с поршневым
клапаном, размер 10 мм, длина 36 см

Обратите внимание:

Приборы для использования с рукоятками для аспирации и ирригации, см. главу 20, «ПРИБОРЫ»