

Массажер вакуумный ВМ-03 «АКСИОН»

Широко применяется для лечения остеохондроза и обусловленных им заболеваний периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Применяется в клиниках, поликлиниках, санаториях, физиотерапевтических и массажных кабинетах.



УДОБСТВО В УПРАВЛЕНИИ

- лаконичная панель управления
- световая индикация всех параметров импульса разрежения и режимов работы

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

КОМПАКТНЫЙ И ЛЕГКИЙ

ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО РАЗРЕЖЕНИЯ

- при превышении уровня — 69 ± 3 кПа

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ВЫБОРА СКОРОСТИ

- спада и подъема разрежения
- степени разрежения - от -5 до -65 кПа



5 лет
срок
службы



24 шт.
комплект
вакуумных насадок



Доказав
вакуумных насадок
в случае их поломки

- Возможность работы в двух режимах: «Подготовка» (задание параметров разрежения в вакуумных насадках) и «Работа» (автоматическое выполнение процедуры)
- Наличие индикации всех параметров импульсов разрежения и режимов работы
- Наличие широкого выбора скорости спада и подъема разрежения
- Наличие защиты от чрезмерного разрежения
- Возможность проведения вакуумного массажа на участках тела



| Характеристики | Параметры |
|---|--|
| Основные | |
| Режим работы | повторно-кратковременный, не более 30 мин. |
| Диапазон измерения разрежения | от -5 до -65 кПа |
| Время выдержки на минимальном и максимальном уровнях разрежения | до 9 сек |
| Количество вакуумных насадок | 24 шт |
| Питание | |
| Питание от сети переменного тока | 220 В ± 22 В / 50 Гц |
| Потребляемая мощность | не более 200 ВА |
| Размеры | |
| Габариты | 270x300x260 мм |
| Масса прибора | не более 12 кг |

Комплектация:

- воздуховоды – 8 шт.
- кабель сетевой – 1 шт.
- насадки вакуумные – 6 шт.
- насадки вакуумные ВН – 18 шт.
- амортизаторы – 4 шт.
- кольца – 4 шт.
- вставка плавкая ВП 1-1 1,0А – 4 шт.
- переходник – 4 шт.
- трубка медицинская поливинилхлоридная ПМ-1/42 4,0x1,0 – 4 шт.
- руководство по эксплуатации

